

iPetTM PRO

Blood Glucose Monitoring System

PRECISIÓN EXCEPCIONAL para la medición de la glucosa

Rediseñado y mejorado para ayudarte a ofrecer una medición precisa de la glucosa

- Específicamente diseñado para medir la glucosa sanguínea en perros y gatos.
- Tecnología avanzada que detecta y corrige las fuentes de error para mejorar la exactitud.
- Analiza muestras de sangre venosa y capilar, por lo que es un instrumento eficaz para su uso en consultas y en el ámbito doméstico.



Resultados
rápidos, exactitud
comprobada




La precisión como definición

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA UNA MAYOR PRECISIÓN.

En el manejo de la diabetes así como en el pre-operatorio, post-operatorio y controles rutinarios, obtener unos valores de glucosa exactos y fiables es la clave para tomar decisiones correctas.

Gradilla de error de consenso (Consensus Error Grid, CEG)



REJILLA DE ERRORES CONSENSUADA (CEG), %						
TOTAL	REGIÓN	A	B	C	D	E
94	Puntos	94	0	0	0	0
	CEG, %	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

La gradilla de error de consenso muestra que el 100% de los valores (94/94) se encuentra en la zona A, definida como "sin efecto en la acción clínica"¹.

¹ International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test system requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. 2013. ISO 15197:2013.

98%
EXACTITUD DEL SISTEMA



Excepcional exactitud de forma repetida

Los resultados obtenidos con el medidor de glucosa en sangre iPet PRO están **dentro de ± 15 mg/dl el 98% de las ocasiones**, lo que supera los criterios de mínima exactitud aceptable especificados en la norma ISO 15197:2013.

PRODUCTO	REFERENCIA	UPC
Kit de medición de glucosa en sangre iPet PRO*	52000	3 57515 52000 5
Tiras reactivas iPet PRO, cant.: 25	52001	3 57515 52001 2
Tiras reactivas iPet PRO, cant.: 50	52002	3 57515 52002 9
Lancetas iPet PRO de calibre 28, cant.: 100	52004	3 57515 52004 3

*El kit contiene: un medidor de glucosa en sangre; 25 tiras reactivas; chip *glucose*; 30 lancetas; un dispositivo de punción; solución de control; 2 pilas AAA; estuche; guía del usuario; guía rápida del usuario, y cuaderno de registro.



Para hacer pedidos, envíe un mensaje por correo electrónico a jordi@jglobal.com.es o llame al 637551254.

