

Jordi Gimeno  
Pet Health & Consulting

JGDx



Gama de tests rápidos para animales de compañía

# JGDx

Basándome en más de 30 años de experiencia en el sector de clínicas veterinarias de los cuales 16 en diagnóstico laboratorial en clínica, tengo como objetivo ayudar a mejorar la calidad del cuidado animal proporcionando diagnósticos precisos a los veterinarios. Valoro la excelencia y trato de ofrecer soluciones de diagnóstico innovadoras para todos los veterinarios especializados en animales de compañía.



## Funciones y ventajas

- **Tecnología:** tests inmunocromatográficos de un solo paso
- **Precisos:** alta sensibilidad, especificidad y correlación con otros métodos de prueba
- **Fáciles de usar:** sólo un paso tras la obtención de la muestra
- **Rápidos:** resultado fiable en 10 minutos
- **Inmediato:** permiten tomar decisiones clínicas al momento
- **Tamaño económico:** 10 tests por kit
- **Vida útil larga**
- **Almacenamiento:** +2°C - +30°C Refrigerado o temperatura ambiente





## Gama Canina

### Antígenos de Giardia **Sept. 2022**

El test JGDx de antígenos de Giardia es una prueba cualitativa para la detección del antígeno de Giardia en heces animales, incluyendo caninas, felinas y bovinas.

Código de producto	Tamaño del pack	Nombre del producto	Muestra	Límite de detección	Sensibilidad	Especificidad
JGDx01-10	10 Tests	Giardia Ag	Heces	120 quistes / 100 µl de heces	99.9% vs ELISA	99.9% vs ELISA

### Anticuerpos de Leishmania Canina

El test JGDx de anticuerpos de Leishmania canina es una prueba cualitativa para la detección de anticuerpos de Leishmania infantum en sangre, plasma y suero.

Código de producto	Tamaño del pack	Nombre del producto	Muestra	Límite de detección	Sensibilidad	Especificidad
JGDx10-10	10 Tests	Leishmania Ac	SE/P/S	—	96% vs IFI	98% vs IFI

### Antígenos de Filaria Canina (CHW) **Sept. 2022**

El test JGDx de antígenos de Gusano del corazón canino (CHW) es una prueba cualitativa para la detección del antígeno de Dirofilaria immitis en sangre, plasma y suero.

Código de producto	Tamaño del pack	Nombre del producto	Muestra	Límite de detección	Sensibilidad	Especificidad
JGDx11-10	10 Tests	Filaria canina Ag	SE/P/S	5 ng/ml	93% vs ELISA	99.9% vs ELISA

### Antígenos Combinado PVC/CVC Canino **Sept. 2022**

El test combinado JGDx PVC/CVC canino es una prueba cualitativa para la detección de antígenos de Parvovirus y Coronavirus en heces.

Código de producto	Tamaño del pack	Nombre del producto	Muestra	Límite de detección	Sensibilidad	Especificidad
JGDx14-10	10 Tests	1 PVC Ag	Heces	1 0,5 HAU	1 99.9% vs ELISA	1 99% vs ELISA
		2 CCV Ag		2 6,61 X 10 <sup>3</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	2 94% vs ELISA	2 96.8% vs ELISA



# Gama Canina



## Antígenos Combinado PVC/Giardia/CVC Canino **Oct. 2022**

El test combinado JGDx para PVC/Giardia/CVC canino es una prueba cualitativa para la detección de antígenos de Parvovirus, Giardia y Coronavirus en heces.

Código de producto	Tamaño del pack	Nombre del producto	Muestra	Límite de detección	Sensibilidad	Especificidad
JGDx16-5	5 Tests	1 PVC Ag	Heces	1 0,5 HAU	1 99.9% vs ELISA	1 99% vs ELISA
		2 Giardia Ag		2 120 quistes / 100 µl de heces	2 99.9% vs ELISA	2 99.9% vs ELISA
		3 CVC Ag		3 6,61 X 10 <sup>3</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	3 94% vs ELISA	3 96.8% vs ELISA

## Combinado Ehrlichia/Filaria/Lyme/Anaplasma Canino **2023**

El test combinado JGDx para Ehrlichia/Filaria/Lyme/Anaplasma canino es una prueba cualitativa para la detección de antígenos de Gusano del corazón y de anticuerpos de Ehrlichia, Enfermedad de Lyme y Anaplasma en sangre, plasma y suero.

El test de Ehrlichia detecta anticuerpos contra E.canis, E.ewingii y E.chaffeensis.

Código de producto	Tamaño del pack	Nombre del producto	Muestra	Límite de detección	Sensibilidad	Especificidad
JGDx18-5	5 Tests	1 Ehrlichia Ac	SE/P/S	1 —	1 92% vs ELISA	1 97% vs ELISA
		2 Filaria Ag		2 5 ng/ml	2 93% vs ELISA	2 99.9% vs ELISA
		3 Lyme Ac		3 —	3 93% vs ELISA	3 99.3% vs ELISA
		4 Anaplasma Ac		4 —	4 94% vs ELISA	4 99.9% vs ELISA

## Combinado Ehrlichia/Leishmaniosis Canino **2023**

El test combinado JGDx para Ehrlichia/Leishmania canino es una prueba cualitativa para la detección de anticuerpos de Ehrlichia y Leishmania en sangre, plasma y suero.

El test de Ehrlichia detecta anticuerpos contra E.canis, E.ewingii y E.chaffeensis.

Código de producto	Tamaño del pack	Nombre del producto	Muestra	Límite de detección	Sensibilidad	Especificidad
JGDx20-10	10 Tests	1 Ehrlichia Ac	SE/P/S	1 —	1 92% vs ELISA	1 97% vs ELISA
		2 Leishmania Ac			2 96% vs IFI	2 98% vs IFI





## Gama Felina

### Antígenos de Parvovirus Felino (PVF) (también conocido como Panleucopenia felina)

Nov. 2022

El test JGDx de antígenos de Parvovirus felino (PVF) es una prueba cualitativa para la detección de antígenos de Parvovirus en heces.

Código de producto	Tamaño del pack	Nombre del producto	Muestra	Límite de detección	Sensibilidad	Especificidad
JGDx31-10	10 Tests	PVF Ag	Heces	0.5 HAU/ml	99.5% vs ELISA	99.9% vs ELISA

### Combinado FeLV-FIV

Julio 2022

El test combinado JGDx FeLV/FIV Felino es una prueba cualitativa para la detección de antígenos de Leucemia Vírica Felina (FeLV) y anticuerpos de Inmunodeficiencia Vírica Felina (FIV) en sangre, plasma y suero.

Código de producto	Tamaño del pack	Nombre del producto	Espécimen	Límite de detección	Sensibilidad	Especificidad
JGDx37-10	10 Tests	1 FeLV Ag	1 SE/P/S	1 5 ng/ ml	1 94.5% vs ELISA	1 98.9% vs ELISA
		2 FIV Ac		2 —	2 97.5% vs ELISA	2 98.8% vs ELISA





## De veterinario a veterinario

Soy veterinario desde 1991, vinculado profesionalmente al sector de clínicas veterinarias de animales de compañía desde 1992; trabajé casi 16 años en la empresa líder mundial en diagnóstico laboratorial veterinario. En 2013 empecé mi andadura en solitario fundando JGLOBAL2013,S.L. con la misión de proveer a mis compañeros veterinarios de productos y servicios de calidad que les facilitaran su trabajo diario.

Ahora, tras años de trabajo y utilizando los conocimientos adquiridos en mis 16 años en el sector diagnóstico clínico, presento al mercado mi propia línea de tests rápidos inmunocromatográficos. Con el nombre genérico JGDx, un completo portfolio de tests que ayudarán al veterinario en el diagnóstico de varias enfermedades de perros y gatos.

Con la presentación de JGDx inicio también un camino que llevará a mi empresa a la sustitución de su nombre comercial JGLOBAL por el de Jordi Gimeno.

Si utilizas los test rápidos JGDx recuerda que siempre estaré a tu lado para asesorarte en diagnóstico. No dudes en contactarme por email ([jordi@jordigimeno.com](mailto:jordi@jordigimeno.com)) o por teléfono (637.55.12.54).

### **JGLOBAL2013,S.L.**

c/ Autonomía de Aragón, s/n  
22700 Jaca (Huesca)

[www.jordigimeno.com](http://www.jordigimeno.com)

